

4輪ハンドル形電動車椅子



**CELEBRITY DX**

最高級の  
乗り心地、  
パフォーマンス、  
スタイル

**セレブレティDX**

セレブレティDXの優れたパフォーマンス、使いやすい操作性、スマートでスポーティーなスタイル、優雅でありながらシンプルな装いはあなたのライフスタイルをエキサイティングに広げます。手動リクライニング、ヘッドレストを標準装備したデラックスなハイバックシート、下側に位置するライトは舗道を明るく照らします。



角度調整可能な  
コントロール部



工具無しで分解可能



PRIDE® MOBILITY SCOOTERS  
LIVE YOUR BEST®

[www.alcarecorp.co.jp](http://www.alcarecorp.co.jp)

# 仕様

## セレブレティ DX 4輪

耐荷重:	159 kg (350 lbs.)
最高速度:	9.65 km/h (6 mph)以下
床から本体最低部 <sup>2</sup> :	8.26 cm (3.25")
最小回転半径:	149.86 cm (59")
全長 <sup>2</sup> :	118.75 cm (46.75")
全幅 <sup>2</sup> :	61 cm (24")
タイヤ:	前輪: 9 cm x 25 cm (3.5" x 10") 後輪: 10 cm x 25 cm (4" x 10") 転倒防止後輪
サスペンション:	リア & フロント小
連続走行距離 <sup>4</sup> :	20.63km以下 (12.8 miles) 32AHバッテリー使用時
重量:	65.31 kg (144 lbs.)/バッテリー含まず
分解時の最重量部:	前部 29.02 kg (64 lbs.)
標準シート:	ヘッドレスト付きハイバックシート 材質: ブラックビニール 幅: 45.72 cm (18") 奥行: 45.72 cm (18")
駆動方式:	後輪駆動, 24-volt DC モーター
制御方式:	電磁ブレーキ及び発電制動・逆転制動
バッテリー <sup>3</sup> :	(2) 12V ディープサイクル 容量: 32 AH または40 AH 2個 重量 <sup>5</sup> : 32 AH: 11.11 kg (24.5 lbs.) /1個 40 AH: 14.5 kg (32 lbs.) /1個
充電器:	オフボード 5 amp

色:



レッド

- 1 利用者の体重、路面環境、充電量、バッテリーのコンディションによりこの値は(+/-10%)の範囲で変化します。
- 2 製造過程の許容範囲内誤差や、製品改良によりこの値は(+/-)3%変化する場合があります。
- 3 バッテリーは純正のものをご使用ください。
- 4 この値はANSI/RESNA WC Vol.2, Section 4 standard 認証時の値で、バッテリーの仕様と駆動システムのパフォーマンスにより理論的に計算されたの最大値です。最大耐荷重量で算出した値で+10%から-5%の誤差がある場合があります。
- 5 バッテリーのメーカーにより重量は変化します。

上記の仕様はこのカタログが作成された時の仕様であり、改良やバージョンアップにより、予告なく変更する場合があります。  
また、この仕様は、製品やバッテリーのコンディション、利用者の体重、温度や天候、路面状況や傾斜などを含む環境に大きく左右されます。

## 特徴

- 曲がり角で自動的に減速
- 最先端の後輪サスペンション搭載
- 最高速度9.65 km/h (6 mph)
- 耐荷重量159 kg (350 lbs.)
- 工具無しで簡単に分解
- 輸送時に便利なフック搭載
- 前カゴ、ミラー搭載
- 最小回転半径149.86 cm (59")
- 角度調整可能なライト搭載
- フロント部にシートポストを搭載することで安定感を提供
- 認識されやすい反射板
- 操作しやすいコントローラ
- 角度調整可能なコントロール部

## オプション

- 杖ホルダー
- 酸素ボンベホルダー
- カップホルダー
- 後ろカゴ
- 歩行器ホルダー



操作しやすい  
コンソール



Alcare  
Corporation  
LIVE YOUR BEST®



(Tel) 04-7170-4730 (Fax) 04-7170-4731

千葉県柏市宿連寺352番地2

株式会社 アルケアコーポレーション  
www.alcarecorp.co.jp

