

室内&トラベル電動チェア

# ゴー・チェア



小型で分解可能、  
室内でも外出先でも！



¥350,000 (非課税)

**ポータブルで洗練されたスタイル・・・。**

小型で場所を取りませんので、室内での使用や交通機関への乗り込みにも便利。素早く簡単に4つのパーツに分解可能ですので自動車での持ち運びも可能。バッテリーパックは持ち上げるだけで取り外し充電できますので集合住宅での充電場所に困ることもありません。旅行やショッピングを思い切り楽しみたいアクティブなライフスタイルにぴったり、新発想の電動チェアです。

免許不要



## ゴー・チェアの機能

☆全長76×幅59cm、コンパクトで軽量。カラーは美しいレッドと爽やかなブルー。

☆シートの高さが2段階に調節可能。足元バスケット装備。

☆傷がつきにくい特殊プラスチック外装、ノンパンクタイヤ、足元バスケットを標準装備。

☆バッテリーパック(約9kg)は持上げるだけで取り外せます。本体に付けたままでも取外しても充電が可能です。

☆シンプルで扱いやすいジョイスティック。



**ゴー・チェアの分解図 総重量:50kg (バッテリー重量含む)**  
最も重いパーツでも16kg、バッテリーパック9kg



(バッテリー重量は、メーカーにより異なる場合があります。)



コードレス・バッテリーパック

## カラーバリエーション



赤

諸元表	
* 製品名	ゴー・チェア
* 型式	4輪/後輪駆動+転倒防止後輪
* 寸法	全長762×全幅590mm(肘掛含む)
* 本体重量	50kg(バッテリーは含む)
* 駆動モーター	電磁モーター
* バッテリー	12V 12AH×2個 密閉型鉛蓄電池
* 充電器	オフボード
* 車輪	127×203×51mm
* タイヤ型式	ノンパンク
* 駆動方式	後二輪駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ及び発電制動・逆転制動
* 操舵方式	ジョイスティックによる
* 制御方式	全方向無段階電子制御方式
* シート	ウレタンクッション、ファブリック(布)カバー
* シート寸法	360~450×360~450mm(幅×奥行)
* 最高速度	5.6km/h
* 登坂可能角度	10°
* 連続走行距離	12km
* 最小回転半径	57cm
* 床から本体最低部	25mm
* 段差乗越高さ	25mm

※仕様の最高速度、登坂角度、段差乗越高、溝乗越幅は75kgの積載量で前進走行の際のものです。※連続走行距離はバッテリーの使用状況によって異なります。

※仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。

※電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問合せは・・・



Pride社日本国内総代理店

株式会社アルケアコーポレーション

介護保険事業所番号: 1272203975

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒277-0826 千葉県柏市宿連寺352番地2

TEL: 04-7170-4730 FAX: 04-7170-4731

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: [mail@alcarecorp.co.jp](mailto:mail@alcarecorp.co.jp)