

ゴーゴー LX

GO GO
LX WITH CTS SUSPENSION

機能性、パフォーマンス そして旅する喜び



快適なコンフォートトラックサスペンション

ゴーゴーLXは小型軽量でありながら独立した四輪コンフォートトラックサスペンション機能により新しいレベルの機能性とパフォーマンスを提供します。工具を使わずに簡単分解可能ですので、自動車のトランクに積み込み運んで、旅行先で使用したり、バッテリーボックスを取り外して室内で充電も可能です。


スリムなスタイル、フロントLEDライト搭載。あらゆる面で他の電動カートの先を行く電動カートです。



¥ 330,000 (非課税)

PRIDE
PERFORMANCE MOBILITY
— LIVE YOUR BEST —

 Alcare



仕様

モデル・ナンバー	S54LX
最大耐荷重量	136 kg (300 lbs.)
最高速度 ¹	6 km/h
床から本体最下部 ²	3.8 cm モーター部
最小回転直径 ²	116.2 cm
全長 ²	104.1 cm
全幅 ²	57 cm シート幅 ※本体52.1cm

タイヤ:

前輪	5 cm x 17.8 cm (2" x 7") ノンパンク
後輪	6.35 cm x 20.3 cm (2.5" x 8") ノンパンク
転倒防止輪	後

シート	背もたれ折りたたみ可 合皮、プラスチック型
-----	--------------------------

モーター	24-volt DC
------	------------

二重制御	電磁ブレーキ
充電器	オフボード
連続走行距離 ^{1,4}	16.9 km (10.5 miles)まで
バッテリー ³	(2) 12V ディープサイクル 17 AH

重量:

バッテリー(2 個) ⁶	17 AH 13.8 kg (バッテリーパック)
総重量	53kg
一番重い部分	16.6 kg (前部)

カラー



レッド

機能

- 四輪コンフォート-トラックサスペンションで快適な乗り心地
- 工具無しで簡単分解
- プライド社独自のすり減りにくいノンパンクブラックタイヤ
- バッテリーパックだけを取り外して室内で充電可能
- フロントレームに取付けられたシートポストは最大の安定性を提供します
- 5つのパーツに分解できるので、自動車のトランクに積み込み運べます
- メンテナンスのしやすいモジュール構造。
- マイクロプロセッサベースのコントローラは、最適な電力管理と、より安全な機能を提供します
- 寿命の長いLEDフロントライト搭載
- 前カゴ標準装備。杖立などのオプションも豊富。
- 操作盤横にも充電ソケットがあります。



5つのパーツに分解可能
※下図はゴーゴの分解写真です。



¹利用者の体重、路面環境、充電量、バッテリーのコンディションによりこの値は(+ または-) 10% - 5%変化します。

²製造過程の許容範囲内誤差や、製品改良によりこの値は(+・-)3%変化する場合があります。

³純正バッテリーのご使用をお勧めいたします。

⁴この値はANSI/RESNA, WC Vol.2, Section 4 とISO 7176-4 standard 認証時の値で、バッテリーの仕様と駆動システムのパフォーマンスにより理論的に計算されたの最大値です。最大耐荷重量で算出した値で+10%から-5%の誤差がある場合があります。

⁵標準のシートが含まれています。

⁶バッテリーのメーカーにより重量は変化します。

ここに記載されている情報は、発行時のものです。製品の改良などにより、事前の予告なしに仕様を変更する権利を留保します。

理論的な値は、欧州規格に従って試験条件下で計算されています。通常の使用中的実際の値は、道路、車両の状態、バッテリー、運転者の体重、タイヤ圧力、周囲温度、および傾斜表面を含む多くの因子に影響をうけます。



〒277-0826 千葉県柏市宿連寺352番地2

(Tel) 04 7170 4730 • (Fax) 04 7170 4731 • www.alcarecorp.co.jp

