

GO GO
ULTRA X

エコミーコンパクト電動カート

ゴーゴー ウルトラ X

お買い物や通院などのお出かけの足にお困りの方へ！！



Pride
Mobility Products Corp.

¥260,000 (非課税)

コンパクトで分解可能

小型・軽量。工具なしで5つのパーツに分解可能ですので、自動車のトランクに積み込み、お出かけ先での使用もできます。
アクティブなライフスタイルにぴったり。これからの電動四輪車です。

ゴーゴーウルトラX の分解図

最も重い前部パーツでも15kg(前部)



※写真は3輪モデルです。※バッテリーの重量により総重量が異なる場合があります。



こんな方に

- ★ 買い物、通院などのお出かけの足にお困りの方
- ★ お出かけ先での移手段として、自動車のトランクに積み込みたい方
- ★ バッテリーだけを取外し室内で充電したい方

ゴーゴーウルトラX の機能

- ☆ プライド社だけのすり減りにくいノンパンクブラックタイヤ
- ☆ シートの高さが2段階に調節可能
- ☆ 工具無しで分解可能。自動車のトランクに積み込み、お出かけ先で利用できます。
- ☆ 折りたたみ可能なクッションシート
- ☆ シートが回転するので乗降りが楽々
- ☆ ハンドル角度を無段階に調節可。
- ☆ フロントバスケット装備
- ☆ シンプルで扱いやすい操作パネル。

諸元表

* 製品名	ゴーゴーウルトラX
* 全長	1003mm
* 全幅	570mm(※シート幅含む)
* 本体重量	46kg (バッテリー含む)
* 駆動モーター	電磁モーター
* バッテリー	シールド12V 12AH×2
* 充電器	オフボード
* 車輪・前輪	2"(51mm)×7"(178mm)
* 車輪・後輪	2.5"(64mm)×8"(203mm)
* タイヤ型式	ノンパンク標準
* 駆動方式	後二輪直接駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ
* 操舵方式	ハンドルによる前輪操舵式
* 制御方式	アクセルレバーによる無段階電子制御方式
* シート構造	前後位置・高さ調整式 左右90° 回転シート、肘掛跳ね上げ式
* シート寸法	457×432×390mm(幅×奥行×高)
* ステップ～座面高	41～45cm
* 最高速度	6km/h
* 登坂可能角度	10° 推奨許容角度6°
* 連続走行距離	11.5km
* 最小回転半径	112cm
* 床から本体最低部	64mm
* 段差乗越高さ	50mm
* 最大積載量	118kg



※仕様の最高速度、登坂角度、段差乗越高、溝乗越幅は75kgの積載量で前進走行の際のもので、※連続走行距離はバッテリーの使用状況によって異なります。
 ※仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。
 ※電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問合せは・・・

 **株式会社アルケアコーポレーション**
 Pride社日本国内総代理店

介護保険事業所番号 : 1272203975

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒277-0826 千葉県柏市宿連寺352番地2

TEL: 04-7170-4730 FAX: 04-7170-4731

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: mail@alcarecorp.co.jp