

Pathrider® ES10

電動四輪カート

Pathrider®

パスライダー

多機能、スタイリッシュな
四輪電動カート



Pride
Mobility Products Corp.

¥300,000 (非課税)

充実した機能を備えた定番機種

これから始まるアクティブなライフスタイルをサポートする電動四輪カート。

安定感に優れた低重心の車体に、LEDライト、すり減りにくいブラックタイヤなどを備えた定番機種です。

シンプルでスタイリッシュなデザインが、あなたの毎日の生活を行動的にさせます。



☆座り心地の良い粘弾性ビスコエラスティッククッションシート。

☆寿命の長いフロントLEDライト

☆バックライト付バッテリー残量メーター。

☆フロントバンパ装備。

☆フロントバスケット標準装備。

☆無段階に角度調節可能なハンドル。

☆クイックリリースレバーで工具を使わず分解して運ぶことが出来ます。

☆シンプルで扱いやすい操作パネル。



諸元表

* 製品名	パスライダー
* 型式	4輪
* 寸法	1194(全長)×572mm(幅)
* 本体重量	52.3kg (バッテリー含まず)
* 駆動モーター	電磁モーター
* バッテリー	シールド12V 32AH U-1×2
* 充電器	オフボード
* 車輪・前輪	10×25.4cm
* 車輪・後輪	10×25.4cm
* タイヤ型式	ノンパンク ブラック
* 駆動方式	後二輪直接駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ
* 操舵方式	ハンドルによる前輪操舵式
* 制御方式	アクセルレバーによる無段階電子制御方式
* シート構造	前後位置・高さ調整式
* シート寸法	360° 回転シート、肘掛跳ね上げ式
* シート高	457×430mm(全幅×有効奥行)
* シート高	438～476mm(本体足置部から)
* 最高速度	6km/h
* 登坂可能角度	10°
* 連続走行距離	約18km ※ご利用環境に大きく左右されます。
* 最小回転半径	132cm
* 床から本体最低部	89mm
* 段差乗越高さ	50mm
* 最大積載量	158kg
* ライト	フロントLED
* バッテリー重量	14kg×2(バッテリー重量はメーカーにより異なる事があります。)

※仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。

※仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。

※電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問い合わせは・・・



株式会社アルケアコーポレーション

Pride社日本国内総代理店

介護保険事業所番号：1272203975

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒277-0826 千葉県柏市宿連寺352番地2

TEL:04-7170-4730 FAX:04-7170-4731

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: mail@alcarecorp.co.jp