

中輪駆動式電動車いす

# Q 6 エッジ *Q6edge*

クオンタムの性能を引き継ぐ  
フラッグシップモデル



**Pride**  
Mobility Products Corp.

## スムーズな走行性と豊富なカラーオプション

中輪駆動方式だけが実現する最小回転半径は、狭い場所での方向転換にも強力な優位性を発揮します。

路面の衝撃を吸収するアクティブ・トラックサスペンションと新開発オムニキャスターは、過酷な条件での使用の際にも快適な乗り心地をご提供します。

あなたのライフスタイルに合わせた豊富なカラーオプションを用意しています。直線走行を安定させる進歩したトラッキング技術「アキュートラックシステム」搭載。

**Q-LOGIC 2**  
DRIVE CONTROL SYSTEM

**Accu-Trac**  
Advanced Tracking Technology



## クオンタムQ6エッジの機能

- ☆まさにその場で回転している感覚。最小回転半径58cmの小回り
- ☆スムーズでパワフルな加速性を持つモーター
- ☆多機能、プログラム可能な最新Q-ロジック2コントローラー標準搭載
- ☆直線走行を安定させる進歩し「アク્યートラック システム」搭載
- ☆悪路や段差に強い「アクティブトラックサスペンション(ATS)」&リアサスペンション
- ☆豊富で美しいカラーバリエーション
- ☆新開発オムニカスターとATSのコンビネーションがさらに機動力を発揮
- ☆トルーバランス電動オプション(ティルト、リクライニング)との相性も抜群
- ☆両サイドについて操作しやすくなった車輪開放レバー



**Accu-Trac**  
Advanced Tracking Technology

**アク્યートラック システム**  
直線走行を安定させる  
進歩したトラッキングテクノロジー

- ◆ 最適な走行を最小限の修正操作でコントロール
- ◆ 障害物を乗り越えるための自動トルク制御
- ◆ 余分な操作を軽減する、より効率的な走行性



### 豊富なカラーバリエーション

**METALLIC**

Candy Apple Red*	Viper Blue*	Onyx Black*	Champagne	Sunburst Orange	Emerald Green	F pewter

※四角枠の4色は標準カラー  
それ以外は2万円プラスになります

**SOLID**

Mariner Blue	Cardinal Red	Spring Green	Violet	Solar Yellow	Tangerine	Kelly Green

諸元表 ※標準仕様	
* 製品名	クオンタムQ6エッジ
* 型式	6輪/中輪駆動
* 寸法	953mm(全長)×610mm(幅)
* 本体重量	62kg(シート、バッテリーは含まず)
* 駆動モーター	4-pole Mortor
* サスペンション	アクティブトラックサスペンション&リアサスペンション
* バッテリー	12V 50AH×2個 密閉型鉛蓄電池
* 充電器	オフボード
* 車輪 (cm)	15(OMNI-Caster)×36×20(OMNI-Caster)
* タイヤ型式	空気入り(駆動輪)、ソリッド(OMNI-Caster)
* 駆動方式	中二輪駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ及び発電制動・逆転制動
* 操舵方式	ジョイスティックによる
* 制御方式	全方向無段階電子制御方式
* シート	トルーコンフォートシート(標準)、トルーバランス電動オプション
* シート寸法	254~559×254~559mm(幅×奥行)
* 最高速度	6km/h
* 登坂可能角度	10°
* 連続走行距離	約25km ※シートオプション、使用環境などで異なります。
* 最小回転半径	58cm
* 床から本体最低部	6.35cm(サスペンションアーム)、7.62cm(フレーム中央) ※仕様等製品のバージョンにより異なる場合があります。
* 段差乗越高さ	60mm 段差の形状などにより異なります。
* 最大積載量	136kg
* バッテリー重量	17kg×2 ※バッテリー重量はメーカーにより異なる事があります。

※仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。  
※電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問い合わせは・・・



株式会社アルケアコーポレーション

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒277-0826 千葉県柏市宿連寺352番地2

TEL: 04-7170-4730 FAX: 04-7170-4731

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: [mail@alcarecorp.co.jp](mailto:mail@alcarecorp.co.jp)