

Pride® GO GO® FOLDING SCOOTER QUEST

折りたためる電動カート

クエスト

コンパクトで
折りたためる
電動カート

コンパクトで簡単に折りたためる4輪電動カート クエストは
アクティブなライフスタイルを応援します。

最高速度6km/h、連続走行距離20km、折りたためばスペースを取らない
ので、保管にも便利、自動車のトランクに積み込み運ぶことも可能です。

前後にLEDライト搭載、転倒防止防止輪は折りたたんで運ぶときにも便利です。

簡単な操作とスマートでスタイリッシュなデザインが毎日の生活をきっと楽しく
させます。



折りたたんだ状態



運ぶのも楽々

¥ 370,000 非課税



アメリカの権威ある工業雑誌で
革新的製品として表彰されました

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

www.alcarecorp.co.jp

クエスト

4輪: S19

耐荷重量:	115 kg (250LBS)
最高速度 ¹ :	6 km/h (4 mph)
最低部から床まで ² :	6 cm (2.3")
最小回転半径 ² :	82 cm (32")
全長 ² :	93 cm (37")
全幅 ² :	48.5 cm (19")
駆動輪 ² :	5 cm x 20 cm (2" x 8") ノンパンク
前輪 ² :	4 cm x 18 cm (1.6" x 7") ノンパンク
連続走行距離 ^{1,4} :	20 km (12.5 miles)以下 (リチウムイオン);
重量 バッテリー含まず ⁶ :	23.5 kg (51.4 lbs.)
シート:	グレイ・ビニールクッション、プラスチック型 サイズ: 41 cm x 33 cm (16" x 13")
バッテリー ⁵ :	(1) 24ボルト (リチウムイオン) 容量: (1) 11.5 AH (リチウムイオン) 重量 ³ : 11.5 AH 2.3 kg (5 lbs.) 2個
充電器:	2.5-amp, オフボード

カラー:



ホワイト

オプション: 交換バッテリーパック ¥100,000

特 徴

- 簡単に折りたたみ可能
- たった3つのプロセスで折りたたみ
- 調整可能なハンドルの柱
- フル充電で約20 km走行
- コンパクトで保管場所に困らず、輸送にも便利
- たたんでもそのままでも保管可能
- 転倒防止輪で安定感アップ
- フロントとリアにLEDライト搭載
- バッテリー盗難防止ロック付き

折りたたみ方:

開き方:



注記: リチウムイオンバッテリー使用のため航空会社や法律により飛行機への持ち込みが出来ない場合があります。飛行機への輸送・乗り込みを検討されている方は、必ず予め航空会社などにお問い合わせください。T

- 1 利用者の体重、路面の状態、バッテリーの容量、バッテリーの状態、充電量などで (+/- 10%) 数値は変化します。
- 2 工場許容誤差、または製品の改良により、これらの数値は(+ or - 3%)の誤差を生じる場合があります。
- 3 純正のバッテリーをご使用下さい。
- 4 この値はANSI/RESNA, WC Vol.2, Section 4 standard 認証時の値で、バッテリーの仕様と駆動システムのパフォーマンスにより理論的に計算されたの最大値です
- 5 バッテリーのよってこの数値は変わります。

All specifications provided by Heartway® Medical Products.
Product distributed by Pride Mobility®.

注記: すべての仕様は予告なく変更される場合があります。
上記の仕様はこのカタログが作成された時の数値です。製品の改良などのために、これらの仕様は予告なく変更される場合があります。

理論上の数値はヨーロッパ標準に従って計算された数値です。実際の数値は製品、バッテリー、利用者の体重、気圧、温度、路面の傾斜、舗装状態などの多くの要因により異なる場合があります。サイズはパワーベースのみのサイズです。状態や取り付けたオプションなどにより異なる場合があります。



LIVE YOUR BEST®
株式会社 アルケアコーポレーション
(Tel) 04-7170-4730 • (E-mail) mail@alcarecorp.co.jp

千葉県柏市宿連寺352番地2

www.alcarecorp.co.jp