

電動ティルト標準搭載小児用

スパーク

SPARKY



電動ティルト搭載の  
小児用電動車いす

**Pride**  
Mobility Products Corp.

電動ティルト標準搭載モデル  
¥ 930,000 (非課税)

電動ティルト&電動リクライニングモデル  
¥ 980,000 (非課税)

**補装具公費額対応**

コンパクトでもパワフル  
電動ティルト搭載小児用電動車いす

電動ティルトを標準装備しながらパワフルな走行性をあわせ持つ!!  
シートサイズ幅×奥行を25×25、31×31、36×36cmから選択可能。  
柔軟な操作性と後輪駆動の持つ走行時の安定したバランスは、  
遊び場から教室まで軽快な乗り心地を提供します。

## 電動車椅子スパーキーの機能



- ☆電動35° ティルト標準搭載小児用電動車椅子
- ☆安定した走行を実現する後輪駆動
- ☆パワーベースに統合されたシートシステム
- ☆堅牢なマグホイール
- ☆スウィングアウェイフットレストは脱着可能
- ☆アームレストはワンタッチ高さ調整&ワンタッチ脱着可能
- ☆飽きのこないメタリックシルバーフレーム
- ☆操作性に優れ、プログラム可能な最先端VR2ジョイスティックコントローラー
- ☆操作しやすい車輪開放レバー



オプションカラー  
レッド ¥60,000プラス



※上の写真はエレベータイングレッグレストモデルです。



諸元表 ※標準仕様	
* 製品名	小児用電動車椅子 スパーキー
* 型式	4輪/後輪駆動 + 転倒防止後輪
* 寸法	96cm(全長)フットレスト含む×61cm(幅)
* 本体重量	59.2kg (バッテリー含まず)
* コントローラ	標準 VR2
* 駆動モーター	2個
* バッテリー	12V 32AH×2個 密閉型鉛蓄電池
* 充電器	オフボード5アンペア
* 車輪	20(前輪)×31(後駆動輪)×8(転倒防止後輪)cm
* タイヤ型式	空気入り(前輪、駆動輪)、ソリッド(転倒防止後輪)
* 駆動方式	後二輪駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ及び発電制動・逆転制動
* 操舵方式	ジョイスティックによる
* 制御方式	全方向無段階電子制御方式
* シート	電動ティルト スリングバックレスト、クッション
* シート寸法 (幅×奥行) cm	25×25、31×31、36×36
* 床から座面高	43cm (クッションなし) 48.5cm (5.5cm厚クッション有)
* フットプレートから座面高	23、25、27cm (クッション無し)
* アームレスト	ワンタッチ高さ調整、脱着可
* フットレスト	スウィングアウェイ、脱着可
* 最高速度	6km/h
* 登坂可能角度	10°
* 連続走行距離	※32km
* 最小回転半径	74cm
* 床から本体最低部	95mm
* 段差乗越高さ	25mm-40mm
* 最大積載量	56.7kg
* バッテリー重量	10.5kg×2(バッテリー重量はメーカーにより異なる事があります。)

※仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。  
※電動カート、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問い合わせは…



Pride社日本国内総代理店

株式会社アルケアコーポレーション

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒277-0826 千葉県柏市宿連寺352番地2

TEL: 04-7170-4730 FAX: 04-7170-4731

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: [mail@alcarecorp.co.jp](mailto:mail@alcarecorp.co.jp)