

平成24年度かわさき基準認証福祉製品に認定されました



# Jazzy<sup>®</sup>

## SELECT

### ジャジー セレクト

¥ 550,000 (非課税)

室内や狭い場所でもスムーズに方向転換出来る中輪駆動方式。  
路面の衝撃を吸収し快適な乗り心地を提供するアクティブトラックサスペンション。より高いトルクとパフォーマンスを生み出すインラインモーターテクノロジー。ヘッドレスト付きハイバックシート、磨り減りにくい黒タイヤとシルバーリムなど、優れた機能と美しさを持った極上の電動車椅子です。

**Pride<sup>®</sup>**  
Mobility Products



## 製品仕様

耐荷重料	136 kg	1
最高速度	6 km/h	
床から本体最低部	4.6 cm	リアフレーム 2
最小回転半径	55.25 cm	2
全長	91.4 cm	フットプレートはね上げ時
全幅	60.3 cm	
駆動中輪	25.4 cm (10")	ノンバンク
転倒防止前輪	12.7 cm (5")	ノンバンク
後輪キャスター	15.2 cm (6")	ノンバンク
サスペンション	Active-Trac®	アクティブ・トラック
駆動方式	2-モーター、中輪駆動	
制御方式	電磁ブレーキ及び 発電制動・逆転制動	
コントローラ	40 amp, PG GC 3	
シート	ハイバック、ヘッドレスト付	
充電器	外部充電器、3.5amp	
連続走行距離	20 km	1、4
バッテリータイプ	(2)12 volt deep-cycle	5
バッテリー容量	30-34 AH	
バッテリー重量	10 kg × 2個	3
パワーベース重量	46.5 kg	
シート重量	19 kg	
シート最大利用サイズ	50.8 cm x 50.8 cm	

上記の仕様はこのカタログが作成された時の仕様であり、改良やバージョンアップにより、予告なく変更する場合があります。

また、この仕様は、製品やバッテリーのコンディション、利用者の体重、温度や天候、路面状況や傾斜などを含む環境に大きく左右されます。

- 1 利用者の体重、路面環境、充電量、バッテリーのコンディションによりこの値は変化します。
- 2 製造過程の許容範囲内誤差や、製品改良によりこの値は(+ -)3% 変化する場合があります。
- 3 バッテリーのメーカーにより重量は変化します。
- 4 この値はANSI/RESNA, WC Vol.2, Section 4 standard 認証時の値で、バッテリーの仕様と駆動システムのパフォーマンスにより理論的に計算されたの最大値です。最大耐荷重量で算出した値で+10%から-5%の誤差がある場合があります。
- 5 密閉型の鉛蓄電池がジェルバッテリーを使用してください。

## 機能

- 最小回転半径55.25cm
- 磨り減りにくい黒タイヤ & シルバーリム
- ゆったりサイズのフットプレート
- シートの取り外しが簡単に出来ます
- バッテリーの交換が簡単に出来ます
- 工具無しでフロントパネルにアクセス出来るので点検などがしやすい
- アクティブ・トラックサスペンションが快適な乗り心地を提供します

## オプション

- 後バスケット
- カップホルダー
- 酸素ボンベホルダー
- 杖ホルダー

## カラー



Jazzy Red